

Svěrač AMS 800 – výsledky implantací Urologická klinika FN Brno

Doba sledování: 1992 – 2009 (prům 132 měs)

Počet pacientů: 63 (62 muži, 1 žena)

Indikace: těžká stresová močová inkontinence – více než 3 vložky/24 hod (muži: po radikální prostatektomii, TURP, otevřené prostatektomii pro BPH, žena: selhaná léčba stres inkontinence). Žádný pacient s neurogenním měchýřem

Použitá metoda: implantovaný svěrač AMS 800, manžeta 4,5- 59 pac, manžeta 4,0 – 3 pac (bulbární uretra), manžeta 6,0 – 1 pac (žena, hrdlo močového měchýře). Tlakovací balonek PRB 61 – 70 – 62 pac, 71-80 – 1 pac. Uložení PRP břišní dutina – 61 pac, extraperitoneálně – 2 pac

Výsledky (i u explantovaných nebo malfunkce před vznikem komplikace): plně kontinentní - 42 pacientů, 1 vložka/24 hodin – 18 pacientů, 2-3 vložky/24 hodin – 3 pacienti

Komplikace: infekce (explantace) 4 pacienti

Eroze manžety (explantace) 2 pacienti

Mechanická malfunkce (revize, korekce) 3 pacienti (2 – double cuff)